

OPRAVNÁ PŘÍLOHA OHLEDNĚ NABÍJENÍ

K nabíjení baterií skútru používejte POUZE pokyny v tomto oznámení. Původní text v návodu k použití týkající se nabíjení baterií skútru již není platný.

Toto korigendum je součástí návodu k obsluze skútrů.


Důrazně doporučujeme řádné přečtení tohoto oznámení. Máte-li nějaké dotazy, obraťte se bez obav na svého odborného prodejce. Rád vám s jakýmkoli dotazem pomůžu.



Bezpečnostní pokyny

 **VAROVÁNÍ** Riziko zranění a poškození kvůli požáru

- Používejte pouze baterii/baterie a nabíječku dodané s výrobkem. Použití jakékoli jiné baterie či nabíječky může být nebezpečné (riziko požáru).
Pro případnou výměnu se obraťte na svého odborného prodejce.
- Za žádných okolností neotevírejte ani neměňte baterii, nabíječku, kabely či zástrčky, ani neměňte žádné části připojení sami!
- Nabíječka je určena pouze k nabíjení baterie či baterií dodaných se skútrelem, nikoli k nabíjení jakýchkoli jiných baterií.
- Chraňte baterii a nabíječku baterie před plameny, vysokými teplotami (> 50 °C), vlhkostí, slunečním zářením a silnými otřesy (např. při upuštění). Pokud již k tomu došlo, baterii **NEPOUŽÍVEJTE**.
- Baterii nabíjejte pomocí dodané nabíječky v dobře větrané místnosti mimo dosah dětí.
- K nabíjení nepoužívejte prodlužovací kabel.

 **POZOR** Riziko zranění

V závislosti na použití, terénu a jízdních podmínkách může být výdrž baterie kratší či delší.

Při plánování jízdy berte v úvahu stav nabití baterie. Mějte na paměti akční rádius dané baterie, viz technické údaje v návodu k obsluze.



POZOR

Riziko poškození baterie anebo zkrácení její životnosti

- Přečtěte si návod k obsluze nabíječky a dodržujte bezpečnostní pokyny, které se jí týkají.
- Nepřerušujte nabíjecí cyklus a vyčkejte, dokud není nabíječkou indikováno úplné nabití baterie, viz návod k obsluze nabíječky. Baterii nenabíjejte v krátkých časových intervalech. Poznámka: to se NETÝKÁ lithiových baterií.
- Je-li baterie zcela vybita, může dojít k jejímu nevratnému poškození. Proto zajistěte, aby byla baterie včas nabita:
 - Při intenzivním používání (dlouhé vzdálenosti, každodenní použití): Po použití ihned nabíjete. Nabíjecí cyklus nepřerušujte.
 - Při běžném používání (krátké vzdálenosti, denně nebo několikrát týdně): Nabíjete, pokud indikátor baterie ukazuje 50% vybití. Nabíjecí cyklus nepřerušujte.
 - Při občasném použití nebo skladování: Jednou týdně nabíjete. Nabíjecí cyklus nepřerušujte.
- Je-li baterie delší dobu vystavena extrémnímu chladu, dojde ke zkrácení její životnosti, viz technické údaje v návodu k obsluze.
- Zajistěte, aby byly všechny body připojení na baterii a bod připojení v prostoru pro baterii bez prachu a jiných nečistot.
- Chraňte baterii před velkými zdroji elektromagnetického záření.



Pokyny k nabíjení

1. Vypněte skútr (VYP).
2. NEJPRVE zapojte nabíječku baterie do el. zásuvky 220 V~.
3. Připojte nabíječku k baterii.
4. Vysvětlení indikátorů na nabíječce viz návod k obsluze nabíječky baterií.
5. Když dojde k úplnému nabití baterie, odpojte ji od nabíječky.
6. Odpojte nabíječku ze zásuvky, nechte ji vychladnout a pak ji uložte na suché místo.
7. Zapněte skútr (ZAP) a ověřte, zda svítí všechna světla indikátoru stavu baterie.

i V případě jakýchkoli problémů, když nelze baterii nabíjet podle následujících pokynů, se obraťte na svého odborného prodejce.

Když se po nabíjení na ovládací konzole zobrazí chybový kód „Zabránění jízdy“, ověřte řádné odpojení nabíječky baterií. Toto bezpečnostní opatření zabrání jízdě s nabíječkou, která je ještě připojena k el. síti.

