



NÁVOD K POUŽITÍ POMŮCKY K CHŮZI - HOLE

BETTY

POUŽITÍ :

Hole jsou určeny pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácviku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci.

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

Konstrukce hole je vyrobena z duralových trubek vysoké pevnosti doplněna pohodlnými ergonomickými plastovými rukojeťmi. Hůl je výškově nastavitelná od rukojeti k zemi. Hůl BETTY lze rozdělit do čtyř dílů, které jsou navzájem spojeny. Hůl je ve spodní části opatřena pryžovými protiskluzovými nástavci. Výškové nastavení jednotlivých poloh se provádí stlačením aretační pojistky opěrné nohy. Po následném nastavení nově zvolené polohy (vysunutí nebo zasunutí opěrné nohy) pojistka samočinně zajistí opěrnou nohu ve zvolené poloze.

ÚDRŽBA : Hůl lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav pryžových nástavců a polohu aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty. V případě poškození pryžových nástavců je nutné tyto vyměnit.

VAROVÁNÍ: Prosím dbejte zvýšené opatrnosti při chůzi ve vlhkém prostředí nebezpečí úrazu! Používejte pro nácvik chůze vhodnou obuv s pevnou patou! Správné nastavení berlí konzultujte s odborným prodejcem nebo Vaším fyzioteapeutem!



ZÁRUKA: Vermeiren Polska odpovídá za případné vady materiálu nebo technologické chyby vzniklé při výrobě po stanovenou dobu, počítanou ode dne prodeje.

Záruční doba je pro každý výrobek uvedena v záručním listu.

Záruční podmínky budou zachovány pokud naše výrobky budou používány v souladu s uvedenými zásadami a v souladu se svým určením.

Záruka se nevztahuje na:

- náklady dopravy, obsluhy a jiné nároky,
- poškození vzniklé z konstrukčních změn provedených uživatelem,
- prvky podléhající přirozenému opotřebení a oděru,
- škody, které způsobil uživatel prostřednictvím výrobku,
- škody vzniklé v důsledku jiných vnějších činitelů,
- škody vzniklé v důsledku toho, že nebyly použity originální náhradní díly.

Veškeré záležitosti související se zárukou na náš výrobek, vyřizujte v místech prodeje výrobku nebo s našimi distributory.

VÝROBCE:

VERMEIREN Polska Sp. z o.o.

Ul. Łączna 1

55-100 Trzebnica

Tel. 071/387-42-00

Fax 071/387-05-74

e-mail: info@vermeiren.pl

www.vermeiren.pl

ZASTOUPENÍ:

VERMEIREN ČR s.r.o.

Nádražní 1387/132

702 00 Ostrava 1

e-mail: info@vermeiren.cz

www.vermeiren.cz