

385

Noční stolek na kolečkách

Noční stolek, typ 385, se skvěle hodí k vaší posteli. Je vybaven kolečky s brzdami zajišťujícími stabilitu, když chcete číst nebo jíst, a výklopnou jídelní deskou přes postel. Je tvořen skříňkou s jednou policí a zásuvkou pro snadný přístup k věcem, které byste v noci mohli potřebovat.



model 8002932

celková šířka	470 mm
celková délka	585 mm
celková výška	915 mm
stolek	670 x 360 x 20 mm
kolečka	4
brzdy	2
rozměry zásuvky	375 x 420 x 140 mm
rozměry skříňky	400 x 470 x 645 mm
police	1
hmotnost	36,35 kg
max. nosnost stolu	10 kg
barvy	buk nebo oxide
Dodatečné informace	CE

Tolerance měření: ± 15 mm / 1,5 kg. Technické změny vyhrazeny. Obrázky jsou pouze ilustrativní. Některé funkce mohou být volitelné.



model 8002802

