

Illico

Elektricky polohovací lůžko pro
domácí i profesionální péči.



VERMEIREN
we care for you

Illico

Komfortní a praktické pečovatelské lůžko

- elektrické nastavení pomocí dálkového ovladače
 - výšky roštu matrace: 298 mm až 828 mm
 - hlavové části
 - stehenního segmentu
(segment lýtek lze nastavit manuálně)
- velikost matrace 900 mm x 2000 mm
- dálkové ovládání s funkcí zámku
- maximální zatížení 135 kg
- dva páry bočnic
- tyč pro patientskou hrazdu lze umístit vlevo nebo vpravo
- každé ze 4 kol lze samostatně uzamknout
- různá provedení bočnic a čel
- snadná (de)montáž bez použití nářadí
- 4 polohovací zářátky matrace




Dálkový ovladač
s funkcemi zámku



Snadná (de)montáž
bočnic a čel



Robustní kolečka
s brzdou



Velké šrouby pro snadnou
(de)montáž



Převážná sada na kolečkách
pro snadné skladování



Snadné rozložení lůžka
bez potřeby nářadí



Tyč pro patientskou hrazdu
lze umístit na levé nebo pravé
straně lůžka. Popruh lze nastavit
na požadovanou výšku.

Segment lýtek lze manuálně
zvednout do požadované polohy.

Jediným stisknutím
tlačítka dojde
k uvolnění bočnic.

Dálkové ovládání disponuje dlouhým
prodlužovacím kabelem, aby jej bylo
možné umístit kdekoli na lůžko.

SNADNÁ (de)montáž bez potřeby nářadí

S lůžkem Illico již nebudete hledat šroubováky či
imbusové klíče. Montáž či demontáž tohoto lůžka
zvládne jedna osoba, a to během několika minut.
Sundejte bočnice, čela, odpojte rám lůžka a máte
hotovo. Poslední dvě části váží pouze 11 a 16 kg,
takže se velmi snadno přepravují.



Různá čela, různé bočnice

Postel Illico lze vybavit oxidovými nebo bukovými deskami.



Možnosti



Centrální nožní brzda nebo
4 brzditelná otočná kolečka



Nástěnné kryty



Prodloužení (20 cm)
pro ležící povrch

Technické údaje

■ Celková šířka	1024 mm
■ Celková výška	783 - 1313 mm
■ Celková délka	2080 mm
■ Výška podpěry matrace (bez matrace)	298 - 828 mm
■ Max. úhel zadové sekce	70°
■ Max. úhel stehenní sekce	36,8°

Dělenébočnílišťy

Naše postele Illico jsou k dispozici také s dělenými bočnicemi, a to buď kovovými nebo dřevěnými, v závislosti na konfiguraci.



Produkty navržené pro vás

VERMEIREN se vždy snaží přijít s nejlepším možným řešením, které zajistí vaše osobní potřeby. Stejně tak, jak postupuje technologický pokrok, i my se vám snažíme nabídnout ty nejnovější produkty. Toto je výsledek našeho nepřetržitého výzkumu a zkušeností od roku 1957.

Garance kvality

Co se týká kvality, **Illico** splňuje nejvyšší normy stanovené světově uznávanými certifikovanými zkušebními ústavami.

■ Max. úhel lýtkové sekce	-17,2°
■ Maximální zátěž na hrazdu	75 kg
■ Hmotnost	85 kg
■ Maximální hmotnost uživatele	135 kg
■ Doplnující informace	CE

Rozměry jsou uvedeny v mm, hmotnosti v kg - Tolerance měření: ± 15 mm / 1,5 kg.
Technické změny vyhrazeny. Obrázky jsou pouze ilustrativní. Některé funkce mohou být volitelné.

VERMEIREN ČR s.r.o.

Nádražní 132
702 00 Ostrava 1
Česká Republika

www.vermeiren.cz
info@vermeiren.cz



Pro více informací prosím kontaktujte svého prodejce.