



376

Jídelní stolek

Jídelní stolek 376 je výškově nastavitelný a pro snadné přemísťování vybavený koly s brzdami a nastavením úhlu sklonu stolové desky. V kombinaci s postelí, pohovkou nebo jiným lehátkem je ideální pro nemocniční i domácí použití. Rám je ošetřen kvalitní práškovou barvou s dlouhou životností. Stolová deska je rozdělena na menší stacionární část vhodnou pro umístění nápojů a větší část, kterou lze naklonit a uzamknout v obou směrech a která je vhodná pro umístění potravin nebo různých elektronických zařízení.

celková šířka	920 mm
celková hloubka	470 mm
nastavitelná výška	610 - 950 mm
výška rámu	120 mm
Blat	765 x 410 mm
celková hmotnost	9,75 kg
maximální nostnost	15 kg
kola	ø 50 mm
barvy	rám: šedá, deska: mořený dub rám: béžová, deska: pařený buk
Dodatečné informace	CE

Tolerance měření: ± 15 mm / 1,5 kg. Technické změny vyhrazeny.
Obrázky jsou pouze ilustrativní. Některé funkce mohou být volitelné.

