

Turios

Nejkompaktnější elektrický vozík

Turios je náš nejkompaktnější elektrický invalidní vozík. Díky výkonnému pohonu zadních kol je vhodný pro vnitřní i venkovní použití. Barva rámu, kola, sedačka, vše bude uzpůsobeno vašemu výběru, takže **Turios** lze přizpůsobit přáním a potřebám uživatele.

Díky modernímu vzhledu a pohodlnému sezení se všichni na tomto invalidním vozíku **VERMEIREN** budou cítit velice dobře.

Široké možnosti
výběru čalounění

Kompaktní
provedení

Šířka sedu
od 38 cm do 50 cm

Možnost
výběru
ze sedmi
barevných
provedení

Dvě
baterie




Obrázky jsou pouze ilustrativní. Některé funkce mohou být volitelné.

Tvoříme nové možnosti.

Technické údaje Turios



| | | | | | | |
|------------|--------|---------|-------|----|----|------|
| 2x12V-38Ah | 2x150W | 6 km/h | 28 km | 6° | 50 | 1600 |
| 2x12V-50Ah | 2x150W | 6 km/h | 39 km | | | |
| 2x12V-50Ah | 2x450W | 10 km/h | 25 km | | | |



| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------|--------------|----------|------|---------|-------|-------|-----|
| 580 | 390 | 260-335 | 450-500-550 | 380-500 | 585 | 320-420 | 1070 | 105,8 | 130 |
| 580 | 450 | 260-335 | 480-510-540* | 430-510* | 550* | 320-420 | 1060* | 105,8 | 130 |
| 640 | 510 | 260-335 | | | | 320-420 | | 105,8 | 130 |

* S elektrickými doplňky. Rozměry jsou uvedeny v mm, hmotnosti v kg - Tolerance měření: ± 15 mm / 1,5 kg.

Možnosti invalidního vozíku Turios

Standardní konfigurace elektrického vozíku **Turios** obsahuje výbavu jako je bezpečnostní pás, kolečka proti převrácení stejně jako oko pro uchycení přepravních popruhů. Kromě toho lze přidat i další příslušenství jako je držák na berle, zpětné zrcátko, světla, držák lahve a úložný box.

K dispozici v



Vaše záruka kvality

Pokud jde o kvalitu, **Turios** splňuje nejvyšší normy stanovené certifikovanými zkušebními ústavy ve většině evropských zemí.

Invalidní vozík musí být přizpůsoben vám, ne naopak

Naším základním principem pro vývoj vozíků je, aby se invalidní vozík přizpůsobil vám, ne naopak. To je důvod, proč mají naše invalidní vozíky modulární konstrukce.

Všechny typy invalidních vozíků lze přizpůsobit dle vašich potřeb. Mají široké možnosti ve volbě vzájemně zaměnitelného příslušenství. To je výsledek našeho neustálého výzkumu a více než 64 let zkušeností.

VERMEIREN s.r.o.

Nádražní 132
702 00 Ostrava 1
Česká Republika

www.vermeiren.cz - info@vermeiren.cz



VERMEIREN
Tvoříme nové možnosti.

Pro více informací prosím kontaktujte svého prodejce.



Technické změny vyhrazeny.